



## PRO-Clean™ Schnell-Test



PRO-Clean ist eine schnelle und einfache Methode zur genauen Bestimmung der Oberflächenreinheit zur Sicherung der Produktqualität. PRO-Clean enthüllt Proteinreste, die sich nach der Reinigung noch auf der Oberfläche befinden.

Streichen Sie den Tupfer über die Oberfläche (ca. 10 x 10 cm), geben Sie dann die Flüssigkeit frei und schütteln Sie für 5 bis 10 Sekunden. Wenn Proteinrückstände vorhanden sind, färbt sich der Indikator Lila. Die Wartezeit beträgt 10 Minuten, vielfach zeigt sich Farbveränderung aber schon innerhalb der ersten 60 Sekunden.

Der Farbwechsel gibt ein semi-quantitatives Bild von der Oberflächenreinheit. Je mehr Verunreinigung vorhanden ist, umso schneller wechselt die Farbe in Lila und je dunkler ist die Farbe.

PRO-Clean validiert schnell das Hygieneniveau auf der Oberfläche und ermöglicht daher eine schnelle Reaktion, falls erforderlich.

**Eigenschaften**

- Ergebnis in weniger als 10 Minuten
- Alles-in-einem - keine zusätzlichen Geräte
- 18 Monate Haltbarkeit bei Aufbewahrung im Kühlschrank bei 2-25°C
- Leicht ablesbar
- Angemessener Preis

**Besonders geeignet für:**

- Dienstleister der Schadensanierung
- Reinigungsfirmen
- Lebensmittelindustrie
- Wohnungsvereine
- Restaurants

**KEINE INSTRUMENTIERUNG**

**ERGEBNISSE IN WENIGER ALS 10 MIN**